TENSIOMETRE ELECTRONIQUE '705 CP'

Référence: CC 590 3200

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Type	Tensiomètre électronique 705 CP avec imprimante thermique	
Conformité	Cet appareil est conforme aux réglementations de la directive européenne	
	(directive relative aux appareils médicaux), marquage CE 0 197	
Affichage	Affichage numérique à cristaux liquides (systole, diastole et pouls)	
Plage de mesure	Tension artérielle : de 40 à 280 mm Hg	
	Pouls : de 40 à 200 pulsations par minute	
Précision	Tension artérielle : + / - 3 mm Hg ou 2% de la mesure	
	Pouls : + / - 5 % de la valeur affichée	
Gonflage	Automatique par pompe électrique intégrée à l'appareil	
Décompression lente	Automatique par système d'échappement d'air	
Décompression rapide	Soupape automatique d'échappement de pression	
Méthode de mesure	Méthode oscillométrique pour la tension,	
	Capteur de pression capacitif pour la saisie du pouls	
Mémorisation possible	Des 14 dernières mesures de tension (action sur touche en fin de mesure)	
Impression	Imprimante intégrée à l'appareil, impression sous trois formes (ticket seul, tableau numérique et graphique), impression sur papier thermique (rouleau de diamètre 18 à 20 mm, dimensions du papier: 137,5 mm x L 3300 mm, soit environ 90 impressions simples par rouleau).NB: les valeurs moyennes mémorisées sont calculées automatiquement et imprimées sur rapport long	
Horloge	Affichage automatique des heures et minutes, dès arrêt de la fonction mesure	
Brassard	Avec boucle métallique fermée pour auto-mesure, taille adulte (Longueur: 480 mm, largeur: 140 mm, pour circonférence du bras comprise entre : 22 et 32 cm) Longueur du tube caoutchouc 600 mm. Brassard taille obèse ou taille enfant : en option	
Alimentation électrique	4 piles alcali-manganèse, type LR 14, 1,5 V	
Longévité des piles	Environ 200 mesures successives possibles, avec un jeu de piles	
Entretien	Nettoyage de l'appareil : pas de solvant, pas de diluant. Utiliser un chiffon doux et légèrement humide.	
	Nettoyage du brassard : Ne pas laver, ne pas mouiller le brassard.	
	Retirer les taches avec un chiffon humide et de l'eau savonneuse.	
Température de Fonct-	De 10 à 40°C	
Humidité de l'air	De 30 à 85 % d'humidité relative de l'air	
Conditions de stockage	Température : de -20 à + 60'C, avec 10 à 95 % d'humidité relative dans l'air	
Poids	Appareil seul: 720 g avec piles	
D : .	Appareil complet: 1115 g, avec boîte, avec brassard adulte et avec notice	
Dimensions	202 mm (L) x 142 mm (1) x 73 mm (H)	
Accessoires	2 rouleaux de papier, 4 piles, 1 brassard adulte, 1 notice, 1 bon de garantie, en option : 1 brassard obèse ou 1 brassard enfant	
Fabricant	OMRON CE 0 197	
Recommandations	Lire la notice avant la première utilisation	

LISTE DES ACCESSOIRES

Description	Références
Rouleaux de papier thermosensible (par 5 rouleaux)	CC 508 1700
Piles type LR 14 (par 20)	CC 0.072600
brassard av c poche, taille grand adulte ou obèse (l'unité)	CC 588 1300
Brassard avec poche, taille adulte mince ou enfant (l'unité)	CC 588 1200

DUPONT Médical: 20 Avenue Edouard Vaillant - 93500 PANTIN - Tél : 01 49 15 50 50 - Fax : 01 49 15 01 59